

DOZOWNIK BUTELKOWY Genius i Simplex

Opatentowany system dozowania powrotnego ciecchy daje podwójne korzyści:

- zapobiega stratom cennego odczynnika
 - redukuje niebezpieczeństwo rozprysnięcia się odczynnika (dozownik genius).
- Obrotowy trzon dozownika pozwala na płynne ustawienie pozycji wylewu w zakresie 360°.

Łatwa w obsłudze funkcja kalibracji pomaga zachować wszystkie wymagania kontroli urządzenia, bez jego przerw w pracy. Zdefiniowane granice błędu według DIN EN ISO 8655-5 są również sprawdzane w objętościach częściowych. Całkowicie autoklawowalne w 121°C.

Płynna praca! Bezpośrednie umieszczenie cylindra z szeroką uszczelką PFA zapobiegającą krystalizacji.

Szybkie precyzyjne nastawienie objętości za pomocą praktycznej śruby.

Dla zredukowania strat odczynnika zastosowano opatentowany zawór recyrkulacyjny (tylko genius)

Zawartość opakowania:

- dozownik butelkowy simplex/genius
- trzy adaptery PP (patrz tabela)
- 1 teleskopowa rurka*
- 1 klucz montażowy
- instrukcja obsługi
- certyfikat jakości



Dozownik jest wykonany z PTFE, PFA, FEP, szkła borokrzemowego co daje odporność na działanie większości kwasów, rozpuszczalników i zasad.

numer katalogowy	pojemność [ml]	dokładność [%]	współczynnik wariacji [%]	działka [ml]	gwint GL	adapter GL
dozownik Simplex						
VIT1621503	0,20-2,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	0,05	32	28,40,45
VIT1621504	0,5-5,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	0,10	32	28,40,45
VIT1621505	1,0-10,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	0,20	32	28,40,45
VIT1621506	2,5-25,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	0,50	45	32,38,S40
VIT1621507	5,0-50,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	1,00	45	32,38,S40
VIT1621508	10,0-100,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	2,00	45	32,38,S40
dozownik Genius						
VIT1625503	0,20-2,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	0,05	32	28,40,45
VIT1625504	0,5-5,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	0,10	32	28,40,45
VIT1625505	1,0-10,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	0,20	32	28,40,45
VIT1625506	2,5-25,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	0,50	45	32,38,S40
VIT1625507	5,0-50,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	1,00	45	32,38,S40
VIT1625508	10,0-100,0	≤ ±0,5	≤ 0,1	2,00	45	32,38,S40
Simplex FIX dozownik stałopojemnościowy						
VIT1622502	1,0	≤ ±0,5	≤ 0,1			
VIT1622504	5,0	≤ ±0,5	≤ 0,1			
VIT1622505	10,0	≤ ±0,5	≤ 0,1			

*Dozowniki o nominalnej pojemności 1 - 10 ml dostarczane są z adapterami GL 25, GL 28, GL 32, GL 38 i S 40 oraz teleskopową rurką o długości 125 - 240 mm.

*Dozowniki o nominalnej pojemności 25 - 100 ml dostarczane są z adapterami GL 32, GL 38 i S 40 oraz teleskopową rurką o długości 170 - 330 mm.