

BUTLA NA WODĘ DESTYLOWANĄ FORMA WYSOKA

Materiał - polipropylen, autoklawowalny.

Szczelna nakrętka z pierścieniem, kran działający na zasadzie 1/2 obrotu do otwarcia.

Do dozowania i przechowywania wody destylowanej i innych roztworów laboratoryjnych.

Uwaga: Przed autoklawowaniem należy rozszczelnić połączenia gwintowane.

numer katalogowy	poj. [ml]
02-108.303.01	6000
02-108.303.02	10000
02-108.303.03	20000

