

## DOZOWNIK BUTELKOWY Piccolo



VITLAB® piccolo

Do dozowania niewielkich ilości płynów we wszystkich obszarach badań biochemicznych i medycznych.

Nawet najmniejsze ilości mogą być dozowane bezpośrednio z butelki za pomocą piccolo VITLAB® - duże ułatwienie, szczególnie przy seryjnych operacjach dozowania.

Zalety:

Brak konieczności stosowania końcówek do pipet.

Ergonomiczny kształt sprawia, że dozowanie jest łatwe i bezstresowe. Urządzenie VITLAB® piccolo można obsługiwać jedną ręką. Za pomocą kciuka naciśnij przycisk dozowania objętości, tak jak w przypadku pipety, a mechanizm resetowania automatycznie uzupełnia poziom pojemności.

Rurkę wylotową można obracać o 360°, tak aby zawsze była optymalnie usytuowana względem etykiety butelki.

VITLAB® dozowniki piccolo 2 są używane głównie w połączeniu z wodnymi i wysoce rozcieńczonymi środkami.

VITLAB® piccolo 2 z dwoma stałymi objętościami

W zestawie:

VITLAB® 2 (gwint GL 28), narzędzie montażowe i instrukcja obsługi.



Nr kat.	typ	Pojemność	Dokładność	Współczynnik wariacji
VIT1610501	piccolo 1	100	3,0	0,4
VIT1610502	piccolo 1	200	2,5	0,4
VIT1610503	piccolo 1	250	2,0	0,4
VIT1610504	piccolo 1	500	1,5	0,3
VIT1610506	piccolo 1	1000	1,0	0,2
VIT1611503	piccolo 2	100/250	2,0	0,4
VIT1611506	piccolo 2	500/1000	1,0	0,2
VIT1611508	piccolo 2	1000/2000	1,0	0,2